

Varenummer 227518

Pipettespidser, klar, universal, 1000 µl, steril

Produktbeskrivelse

Pipettespidser af høj kvalitet. Spidserne kan bruges til alle kendte pipettemærker.

STERILE

Specifikationer

Produktbetegnelse	Pipettespidser
Farve	Klar
Features	Universal, 1000 µl, steril
Direktiver, lovgivning og regler	(EU) 2023/988
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Afleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	768 stk	42 cm	18.5 cm	12 cm	
pk	96 stk	12 cm	8.5 cm	10.2 cm	
stk	1 stk				

Produktet er steril

STERILE