



## Produktdatablad

# Spidser til automatpipette

Varenummer: 227518



## Varedeklaration

Forpakning: 96 Stk pr. Pakke, 8 Pakke pr. Kolli. Produktbetegnelse: Pipettespidser. Features: universal, 1000 µl, steril.  
Opbevaringsinstruktioner: Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys. Direktiver, lovgivning og regler: (EU) 2023/988. Produktbeskrivelse: Pipettespidser af høj kvalitet. Spidserne kan bruges til alle kendte pipettemærker. Bortskaffelse af produkt: Afleveres på miljøstation. Bortskaffelse af emballage: Kan genanvendes eller forbrændes. Tilhørende varer: 1000003725, 1000003725,