

Varenummer 227519

Pipettespidser, klar, universal, 200 µl, steril



Produktbeskrivelse

Pipettespidser af høj kvalitet. Spidserne kan bruges til alle kendte pipettemærker.

STERILE

Specifikationer

Produktbetegnelse	Pipettespidser
Farve	Klar
Features	Universal, 200 µl, steril
Direktiver, lovgivning og regler	(EU) 2023/988
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Afleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kil	960 stk	17.2 cm	11.2 cm	28.7 cm	
pk	96 stk	11.2 cm	8 cm	5.7 cm	
stk	1 stk				

Produktet er steril

STERILE