



Produktdatablad

Pipette, 3,5 ml, LDPE, med ballon, engangs

Varenummer: 227525



Varedeklaration

Forpakning: 500 Stk pr. Pakke, 4 Pakke pr. Kolli, 12 Kolli pr. Palle. Produktbetegnelse: Pipette. Materiale: LDPE. Features: med ballon. Engangs/flergangs: engangs. Længde/dybde: 15,5 cm. Rumindhold, brutto: 3,5 ml. Opbevaringsinstruktioner: Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys. CE-klasse (medicinsk udstyr): Klasse A. Direktiver, lovgivning og regler: IVDR (EU) 2017/746. Produktbeskrivelse: Serumpipetter - også kaldet transferpipetter - fremstillet i LD-PE-termoplast. Med de fleksible, men tilpas hårde pipettebolde kan du pipettere uden at belaste fingrene. Bortskaffelse af produkt: Afleveres på miljøstation. Bortskaffelse af emballage: Kan genanvendes eller forbrændes.