



Varenummer 227525

Pipette, 3,5 ml, med ballon, engangs

Produktbeskrivelse

Serumpipetter - også kaldet transferpipetter - fremstillet i LD-PE-termoplast. Med de fleksible, men tilpas hårde pipettebolde kan du pipettere uden at belaste fingrene.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Pipette
Features	Med ballon
Engangs/flergangs	Engangs
Materiale	LDPE
Længde/dybde	15.5 cm
Rumindhold, brutto	3.5 ml
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse A
Direktiver, lovgivning og regler	IVDR (EU) 2017/746
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Afleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	2000 stk	52.5 cm	33 cm	24 cm	5703538064180
pk	500 stk	26 cm	16 cm	23 cm	5703538064173
stk	1 stk				4038917085571