



Produktdatablad

Pipette, 3,5 ml, LDPE, med ballon, engangs

Varenummer: 227525



Varedeklaration

Forpakning: 500 Stk pr. Pakke, 4 Pakke pr. Kolli, 12 Kolli pr. Palle. Produktbetegnelse: Pipette

Produktbeskrivelse: Serumpipetter - også kaldet transferpipetter - fremstillet i miljøvenligt LD-PE-termoplast. Med de fleksible, men tilpas hårde pipettebolde kan du pipettere uden at belaste fingrene.

Opbevaringsinstruktioner: Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.

Materiale: LDPE

Bortskaffelse af produkt: Afleveres på miljøstation.

Bortskaffelse af emballage: Kan genbruges eller forbrændes.

Features: med ballon

Engangs/flergangs: engangs

Længde/dybde: 15,5cm

Rumindhold, brutto: 3,5ml