




Varenummer 227540

Transportkurv, hvid, metal/PE, med hank

Produktbeskrivelse

Anvendes bl.a. som transportkurv til f.eks. et stativ til blodprøvetagning. Derudover har den mange andre funktionsmuligheder. Tåler ikke varmeskabe og opvaskemaskine.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Transportkurv
Farve	Hvid
Features	Med hank
Materiale	PE, metal
Længde/dybde	40 cm
Bredde	30 cm
Højde	7 cm
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Afleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
stk	1 stk	40.8 cm	31 cm	20 cm	