




Varenummer 227585

Duodenalsonde, Puri-Feed, CH 05, 40cm, x-ray, steril

- ✓ PVC frie
- ✓ Røntgenmarkering i hele sondens længde
- ✓ Afstandsmarkering
- ✓ 3 længder
- ✓ Blød afrundet spids
- ✓ Kink-fri
- ✓ Anvendes i op til 4 uger

Produktbeskrivelse

Anvendes som ernæringssonde til børn. En blød, klar sonde med røntgentråd. Velegnet til at ligge flere uger.

STERILE

Specifikationer

Produktbetegnelse	Duodenalsonde
Varemærke	Puri-Feed
Størrelse	CH 05
Features	x-ray, steril
Engangs/flergangs	Engangs
Materiale	PUR
Længde/dybde	40 cm
Steriliseringsmetode	ETO
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse IIb
Holdbarhed	5 år
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genbruges eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
pk	100 stk	36.5 cm	29.7 cm	12.8 cm	

STERILE

Produktet er sterilt