



Varenummer 227705

Dispenser, til ultralydsgel, passer til  
EKO-gel 2,5 og 5 liter flasker

## Produktbeskrivelse

Anvendes som dispenser til ultralydsgel

## Specifikationer

|                            |                                                              |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Produktbetegnelse          | Dispenser                                                    |
| Features                   | Til ultralydsgel, passer til EKO-gel 2,5 og 5 liter flasker  |
| Opbevaringsinstruktioner   | Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys. |
| Bortskaffelse af produkt   | Afleveres på miljøstation.                                   |
| Bortskaffelse af emballage | Kan genbruges eller forbrændes.                              |

## Forpakning

| Enhed | Indeholder | Længde  | Bredde | Højde  | EAN |
|-------|------------|---------|--------|--------|-----|
| stk   | 1 stk      | 19.6 cm | 6.4 cm | 6.4 cm |     |