



Varenummer 227861

I.V. kanyle, BD Nexiva, lyserød, 20G, 1,1 x 32mm, Y-kobling, 2xq-syte



Produktbeskrivelse

BD Nexiva er et lukket IV katetersystem til anlæggelse af intravenøs adgang. Nexiva yder større sikkerhed for patienternes sikkerhed og bidrager til reduktion af komplikationer. Den forbedrer samtidig også sundhedspersonalets sikkerhed ved at beskytte mod stikskader og eksponering af blodbårne patogener. Liggetid: 72 timer.



Specifikationer

Produktbetegnelse	I.V. kanyle
Varemærke	BD
Vareserie	Nexiva
Sekundær farve	Lyserød
Features	1,1 x 32mm, Y-kobling, 2xq-syte
Størrelse på injektionssprøjtekanyle	20G
Certifikater	CE
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse IIa
Direktiver, lovgivning og regler	93/42/EEC
Holdbarhed	3 år fra produktionsdatoen
Holdbarhed, åbnet	Ifølge udløbsdato
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Ubrudt emballage forbrændes, brudt emballage afleveres som risikoaffald til forbrænding.
Bortskaffelse af emballage	Kan genbruges eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	80 stk	33 cm	30.5 cm	16.5 cm	50382903835374
pk	20 stk	15.8 cm	14.5 cm	15 cm	30382903835370
stk	1 stk				



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.



Produktet indeholder ikke latex.