



Produktdatablad

IV-katetersystem lukket, perifert, steril, pink 20G x 32 mm

Varenummer: 227861



Varedeklaration

20 stk = 1 pakke. 4 pakker = 1 kolli. Produktbetegnelse: I.V. kanyler. Varemærke: BD. Vareserie: Nexiva. Holdbarhed: 3 år fra produktionsdatoen. Holdbarhed, åbnet: Ifølge udløbsdato. Farve: lyserød. Features: 1,1 x 32mm, Y-kobling, 2xq-syde. Størrelse på injektionssprøjtekanyler: 20G. Certifikater: CE. CE-klasse (medicinsk udstyr): Klasse IIa. Direktiver, lovgivning og regler: 93/42/EEC. Produktbeskrivelse: BD Nexiva er et lukket IV katetersystem til anlæggelse af intravenøs adgang. Nexiva yder større sikkerhed for patienternes sikkerhed og bidrager til reduktion af komplikationer. Den forbedrer samtidig også sundhedspersonalets sikkerhed ved at beskytte mod stikskader og eksponering af blodbårne patogener. Liggetid: 72 timer. Opbevaringsinstruktioner: Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys. Bortskaffelse af produkt: Ubrudt emballage forbrændes, brudt emballage afleveres som risikoaffald til forbrænding. Bortskaffelse af emballage: Kan genbruges eller forbrændes.