



Varenummer 227869

I.V. kanyle, BD Venflon Pro, rosa, 20G, med BD Instaflash nåleteknologi, 1,1 x 32mm, steril

✓ Til anlæggelse af intravenøs adgang



Produktbeskrivelse

Til anlæggelse af intravenøs adgang.



Specifikationer

Produktbetegnelse	I.V. kanyle
Varemærke	BD
Vareserie	Venflon Pro
Sekundær farve	Rosa
Features	Med BD Instaflash nåleteknologi, 1,1 x 32mm, steril
Størrelse på injektionssprøjtekanyle	20G
Materiale	PC, PE, PP, PU, silikone, rustfrit stål, vialon
Certifikater	CE. MD.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse IIa
Direktiver, lovgivning og regler	MDR (EU) 2017/745
Holdbarhed	5 år
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Ubrudt emballage forbrændes, brudt emballage afleveres som risikoaffald til forbrænding.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	500 stk	56 cm	18.3 cm	29 cm	
pk	50 stk	17.8 cm	15 cm	12.4 cm	30382903932550
stk	1 stk				



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.

Produktet er sterilt

STERILE