

BD Venflon™ Pro infusionskanyle



- Infusionskanyle med injektionsport
- Back-cut-slebet stålkanyle og formstøbt kateterspids for sikker punktur og jævn indlægning, med minimal risiko for veneperforation
- Fleksible vinger – blide mod huden
- Injektionsport med snaplåg, der medfører minimal risiko for kontaminering
- Udstyret med BD Vialon™ røntgenfast polyurethankateter, der bliver blødt, når det er anlagt i venen, hvilket mindsker risikoen for mekanisk venebetændelse
- Farvekodet iht. ISO-standard



Kateter G	Kateter udv.Ø mm	Kateter længde mm	Farvekode	Inder-/trsp.- emb.	Art.nr.
22G	0,9	25	blå	50/500	393202
20G	1,1	32	lyserød	50/500	393204
18G	1,3	32	grøn	50/500	393206
18G	1,3	45	grøn	50/500	393207
17G	1,5	45	hvid	50/500	393208
16G	1,8	45	grå	50/500	393209
14G	2,0	45	orange	50/500	393210

Materialeindhold

Kanyle: rustfrit stål
Kateter: polyurethan BD Vialon™,
bariumsulfat
Øvrige dele: polyetherimid,
polypropylen, polyethylen,
silicone, siliconeolie
Mandrin: polypropylen, polyethylen

Indeholder ikke PVC, phthalater eller latex

Emballagemateriale

Infusionskanyle:
Tyvek-laminat
Polyester
Karton
Bølgepap



Steriliseringsmetode

Strålesterilisering



3 år

CE-mærket iht. MDD 93/42/EØF
(klasse IIa)



Helping all people
live healthy lives

Medical Surgical Systems BD Danmark
Herstedøstervej 27-29, Bygning A, 2.
2620 Albertslund
Tlf.: 43 43 45 66
www.bd.com