



Varenummer 227877

Kanyle, BD Microlance, grå, 27G, x½, 0,4 x 13mm, steril

✓ Luer ansats, tyndvægget kanyle, for optimal flow



Produktbeskrivelse

BD Microlance, engangskanyle med transparent luer ansats. International farvekode som angiver tykkelsen på kanylen. Tyndvægget kanyle, hvilket giver et optimalt flow, enkeltvis pakket, peel-pack, tydelig farvemærkning på æsken.

STERILE

Specifikationer

Produktbetegnelse	Kanyle
Varemærke	BD
Vareserie	Microlance
Farve	Grå
Features	X½, 0,4 x 13mm, steril
Størrelse på injektionssprøjtekanylen	27G
Materiale	PP, rustfrit stål
Certifikater	CE.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse IIa
Direktiver, lovgivning og regler	93/42/EEC
Holdbarhed	5 år
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Ubrudt emballage forbrændes, brudt emballage afleveres som risikoaffald til forbrænding.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	5000 stk	19.5 cm	58.5 cm	43 cm	
pk	100 stk	11.3 cm	8.3 cm	9.4 cm	30382903006350
stk	1 stk				



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.



Produktet er sterilt

STERILE