


BD Venflon™ Pro Safety infusionskanyler med sikkerhedsmekanisme



- BD Venflon™ Pro Safety er en perifer IV-sikkerhedskanyler, der giver de samme klinisk dokumenterede fordele som BD Venflon™ Pro:
- Back-cut-slebet stålkanyler og formstøbt kateterspids for sikker punktur og jævn indlægning
- Udstyret med BD Vialon™ røntgenfast polyurethankateter, der bliver blødt, når det er anlagt i venen, hvilket mindsker risikoen for mekanisk venebetændelse
- Injektionsventil med snaplåg for sikker og nem håndtering
- Fleksible vinger – blide mod huden

BD Venflon™ Pro Safety er desuden forsynet med en avanceret sikring, der beskytter behandlerne mod blodbårne patogener som følge af blodeksponering eller stik- og snitskader:

- Kanylehætte fremstillet i plast uden skarpe kanter, der efter aktivering omslutter hele kanylen. Udformet, så sundhedspersonale ikke stikker eller skærer sig på hverken nålespids eller sikring
- Kanylehætte i unikt design, der indkapsler overskydende blod og minimerer risikoen for kontakt med blod ved aktivering af infusionskanyler



Kateter G	udv.Ø mm	Længde mm	Farvekode	Inder-/trsp.emb.	Art.nr.
22G	0,9	25	blå	50/500	393222
20G	1,1	32	lyserød	50/500	393224
18G	1,3	32	grøn	50/500	393226
18G	1,3	45	grøn	50/500	393227
17G	1,5	45	hvid	50/500	393228
16G	1,8	45	grå	50/500	393229
14G	2,0	45	orange	50/500	393230



red dot design award
best of the best 2008

BD og BD Venflon™ Pro Safety infusionskanyler med sikkerhedshætte mekanisme blev i marts 2008 tildelt designprisen: "red dot: best of the best". Red dot designprisen gives til enestående designkvalitet og nytænkning inden for en lang række brancher og produkttyper. En international dommerkomité udpeger vinderne af på baggrund af en detaljeret bedømmelse af forskellige kriterier som innovation, funktionalitet, ergonomi, levetid, miljøvenlighed og brugervenlighed.

Materialeindhold

Kanyler: rustfrit stål
Kateter: polyurethan BD Vialon™, bariumsulfat
Øvrige dele: polyetherimid, polypropylen, polyethylen, polyester, silicone, siliconeolie
Mandrin: polypropylen, polyethylen

Indeholder ikke PVC, phthalater eller latex

Emballagemateriale

Infusionskanyler:
Tyvek-laminat
Polyester
Karton
Bølgepap



Steriliseringsmetode

Strålesterilisering



3 år

CE-mærket iht. MDD 93/42/EØF
(klasse IIa)



Helping all people
live healthy lives

Medical Surgical Systems BD Danmark
Herstedøstervej 27-29, Bygning A, 2.
2620 Albertslund
Tlf.: 43 43 45 66
www.bd.com