


Varenummer 227883

## I.V. kanyle, BD Venflon ProSafety, grøn, 18G, 1,3 x 32mm, steril

✓ med sikkerhed tilforebyggelse af stikskader



### Produktbeskrivelse

Til anlæggelse af intravenøs adgang. Sikkerheds venflon som øger forebyggelsen af stikskader og kontamination med blod.



STERILE

### Specifikationer

Produktbetegnelse	I.V. kanyle
Varemærke	BD
Vareserie	Venflon ProSafety
Farve	Grøn
Features	1,3 x 32mm, steril
Størrelse på injektionssprøjtekanyle	18G
Materiale	PC, PE, PP, PU, silikone, rustfrit stål, vialon
Certifikater	CE.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse IIa
Direktiver, lovgivning og regler	93/42/EEC
Holdbarhed	3 år
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Ubrudt emballage forbrændes, brudt emballage afleveres som risikoaffald til forbrænding.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

### Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	500 stk	70 cm	18.7 cm	33 cm	50382903932264
pk	50 stk	36 cm	16.3 cm	17.8 cm	30382903932260
stk	1 stk				



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.

Produktet er sterilt

STERILE