



Varenummer 227914

Nåleholder, Olsen-Hegar, 12x10,5cm x 7mm, rustfrit stål, med saks, hårdmetal

Produktbeskrivelse

Anvendes i forbindelse med suturing.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Nåleholder
Varemærke	Olsen-Hegar
Features	Med saks, hårdmetal
Materiale	Rustfrit stål
Længde/dybde	12 cm
Bredde	10.5 cm
Højde	7 mm
Vægt, netto	26 g
Vægt, brutto	26 g
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse I
Bortskaffelse af produkt	Afleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
stk	1 stk	12 cm	10.5 cm	0.7 cm	5703538049125