



Varenummer 227915

Nåleholder, Olsen-Hegar, 14cm, med saks, hårdmetal

Produktbeskrivelse

Anvendes i forbindelse med suturing.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Nåleholder
Varemærke	Olsen-Hegar
Features	Med saks, hårdmetal
Materiale	Rustfrit stål
Længde/dybde	14 cm
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse I
Bortskaffelse af produkt	Afleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genbruges eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	10 stk	21 cm	11 cm	3.5 cm	5703538049156
stk	1 stk				5703538049149