



Varenummer 227916

Nåleholder, Crile-wood, 15cm, med hårdmetalkæber

Produktbeskrivelse

Tekno Medical Crile-wood nåleholder med hårdmetalkæber. Anvendes i forbindelse med suturering.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Nåleholder
Varemærke	Crile-wood
Features	Med hårdmetalkæber
Materiale	Rustfrit stål
Længde/dybde	15 cm
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse I
Bortskaffelse af produkt	Afleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genbruges eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
stk	1 stk	16 cm	7.5 cm	1 cm	