



Varenummer 227917

Sutursaks, 11,5cm, rustfrit stål, lige, spids/spids

Produktbeskrivelse

Anvendes på hospitalsafdelinger/hjemmeplejen til diverse procedurer hvorsuturmateriale er meget hårde og ødelægger skarpheden på almindelige sakse. Kan steriliseres

Specifikationer

Produktbetegnelse	Sutursaks
Features	Lige, spids/spids
Materiale	Rustfrit stål
Længde/dybde	11.5 cm
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse I
Bortskaffelse af produkt	Afleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genbruges eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	10 stk	20.5 cm	12 cm	3.5 cm	5703538049170
stk	1 stk				5703538049163