



Varenummer 227918

Sutursaks, 11,5cm, rustfrit stål, buet, spids/spids

Produktbeskrivelse

Anvendes på hospitalsafdelinger/hjemmeplejen til diverse procedurer hvorsuturmateriale er meget hårde og ødelægger skarpheden på almindelige sakse. Kan steriliseres

Specifikationer

Produktbetegnelse	Sutursaks
Features	Buet, spids/spids
Materiale	Rustfrit stål
Længde/dybde	11.5 cm
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse I
Bortskaffelse af produkt	Afleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genbruges eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	10 stk	23 cm	12 cm	2 cm	5703538049194
stk	1 stk				5703538049187