



Varenummer 227919

Forbindstofsaks, 14cm, rustfrit stål, med knop

- ✓ Rustfrit stål
- ✓ Med knop



Produktbeskrivelse

Vinklet forbindstofsaks som gør den ergonomisk korrekt at bruge samt knop på underste flange som sikrer at man ikke skader patienten. Velegnet til afklipning af forbindstoffer/bandager. Kan afsprittes og autoklaveres.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Forbindstofsaks
Features	Med knop
Materiale	Rustfrit stål
Længde/dybde	14 cm
Certifikater	CE.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse I
Direktiver, lovgivning og regler	MDR (EU) 2017/745
Bortskaffelse af produkt	Afleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	10 stk	15.5 cm	6 cm	1 cm	5703538049217
stk	1 stk				5703538049200



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.