



Varenummer 227926

Forbindstofsaks, 14cm, rustfrit stål, stump/m. knop, 157°

- ✓ Rustfrit stål
- ✓ Med knop



Produktbeskrivelse

Vinklet forbindstofsaks som gør den ergonomisk korrekt at bruge samt knop på underste flange som sikrer at man ikke skader patienten. Velegnet til afklipning af forbindstoffer/bandager. Kan afsprittes og autoklaveres.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Forbindstofsaks
Features	Stump/m. knop, 157°
Materiale	Rustfrit stål
Længde/dybde	14 cm
Certifikater	CE. MD.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse I
Direktiver, lovgivning og regler	MDR (EU) 2017/745
Bortskaffelse af produkt	Aflleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	20 pk	51 cm	22 cm	16.6 cm	
pk	12 stk	18.8 cm	9.7 cm	4.2 cm	



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.