



## Produktdatablad

# Forbindsstofsaks, vinklet 157 grader, 14 cm

Varenummer: 227926



## Varedeklaration

Forpakning: 12 Stk pr. Pakke, 2 Pakke pr. Æske. Produktbetegnelse: Forbindstofsaks. Materiale: rustfrit stål. Features: stump/m. knop, 157°. Længde/dybde: 14 cm. Certifikater: CE, MD. CE-klasse (medicinsk udstyr): Klasse I. Direktiver, lovgivning og regler: MDR (EU) 2017/745. Produktbeskrivelse: Vinklet forbindsstofsaks som gør den ergonomisk korrekt at bruge samt knop på underste flange som sikrer at man ikke skader patienten. Velegnet til afklipping af forbindstoffer/bandager. Kan afsprittes og autoklaveres. Bortskaffelse af produkt: Afleveres på miljøstation. Bortskaffelse af emballage: Kan genanvendes eller forbrændes.