

Varenummer 227931

Loftsmontering, Dr. Mach, TK270, loftsmonteringsring



Produktbeskrivelse

Loftsmontering til Dr. Mach undersøgelseslamper. Indeholder en loftsmonteringsring, 6 sikkerhedsdyvler og boreskabelon.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Loftsmontering
Varemærke	Dr. Mach
Model	TK270
Features	Loftsmonteringsring
Bortskaffelse af produkt	Afleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genbruges eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
stk	1 stk	0 cm	0 cm	0 cm	