



Varenummer 227959

Flaske, VACQ-Breezer, 300 ml, indsats til
mobilt håndsug, usteril, engangs



Produktbeskrivelse

Løs flaske til VACQ-Breezer, 300 ml, PP, mobilt håndsug, usteril

Specifikationer

Produktbetegnelse	Flaske
Varemærke	VACQ-Breezer
Features	Indsats til mobilt håndsug, usteril
Engangs/flergangs	Engangs
Rumindhold, brutto	300 ml
Certifikater	CE
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse I
Direktiver, lovgivning og regler	93/42/EEC
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Afleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genbruges eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
stk	1 stk	7.5 cm	7.5 cm	15.5 cm	



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.