



Varenummer 227960

Sutur, Ethilon II, 45cm, sort, PA, 6-0, C-2 nål, monofil, 667H



Produktbeskrivelse

Ethilon er en ikke resorberbar monofilament nylon sutur (Polyamid). Med Ethilon-suturen får du styrke, jævn passage gennem væv og en sikker knudebinding. Anvendes generelt i blødt væv og som hudsutur.

Specifikationer

| | |
|----------------------------------|--|
| Produktbetegnelse | Sutur |
| Varemærke | Ethilon II |
| Farve | Sort |
| Features | 6-0, C-2 nål, monofil, 667H |
| Materiale | PA |
| Længde/dybde | 45 cm |
| Certifikater | CE. |
| CE-klasse (medicinsk udstyr) | Klasse III |
| Direktiver, lovgivning og regler | 93/42/EEC |
| Holdbarhed | 5 år |
| Holdbarhed, åbnet | Ifølge udløbsdato |
| Opbevaringsinstruktioner | Opbevares køligt, tørt og ikke i direkte sollys. |
| Bortskaffelse af produkt | Aflleveres på miljøstation. |
| Bortskaffelse af emballage | Kan genanvendes eller forbrændes. |

Forpakning

| Enhed | Indeholder | Længde | Bredde | Højde | EAN |
|-------|------------|--------|---------|--------|----------------|
| pk | 36 stk | 14 cm | 11.8 cm | 6.4 cm | 30705031089819 |
| stk | 1 stk | | | | |



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.