


Varenummer 227972

## Staserem, Præmeta, grøn, med snaplås, voksen



### Produktbeskrivelse

Anvendes til opstasning af vener og arterier. Remmen kan vaskes og autoklaveres.

### Specifikationer

Produktbetegnelse	Staserem
Varemærke	Præmeta
Farve	Grøn
Features	Med snaplås, voksen
Materiale	Bomuld
Ingredienser/sammensætning	Bomuldsdækket rem
Certifikater	CE. MD.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse I
Direktiver, lovgivning og regler	MDR (EU) 2017/745
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Ubrudt emballage forbrændes, brudt emballage afleveres som risikoaffald til forbrænding.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

### Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
stk	1 stk	8.8 cm	4.3 cm	4.3 cm	4251697615350



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.