



Varenummer 227975

**Blodpose, Teruflex, 450 ml, tørpose, med
kanyle, steril**



Produktbeskrivelse

Designet til opsamling og opbevaring af blod. Teruflex er uden antikoagulant til venesection/åreladning med påsat kanyle, slangeklemme og sideport.



Specifikationer

Produktbetegnelse	Blodpose
Varemærke	Teruflex
Features	Tørpose, med kanyle, steril
Materiale	Rustfrit stål, PVC, silikone, PC, PP
Rumindhold, brutto	450 ml
Certifikater	CE, MD
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse IIb
Direktiver, lovgivning og regler	93/42/EEC
Holdbarhed	36 mdr
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Afleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genbruges eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	100 stk	50 cm	26.5 cm	32 cm	54987350702635
pk	25 stk	25 cm	24 cm	15 cm	34987350702631
stk	1 stk				



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.



Produktet er sterilt



Ftalater og Bis(2-ethylhexyl)
ftalater