



Varenummer 228005

Sprøjte, BD Plastipak, transparent, 50/60 ml, luer, excentrisk, 3 komponent, steril, engangs

✓ til skylning, optræk, injektion, blodprøvetagning



Produktbeskrivelse

Til skylning, optræk, injektion, blodprøvetagning. Aktiver stempel olien ved at trykke stemplet i bund før brug, hvilket sikrer en mere nøjagtig og blød bevægelse af stemplet.



Specifikationer

Produktbetegnelse	Sprøjte
Varemærke	BD
Vareserie	Plastipak
Sekundær farve	Transparent
Features	50/60 ml, luer, excentrisk, 3 komponent, steril
Engangs/flergangs	Engangs
Materiale	PP
Certifikater	CE
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse IIa
Direktiver, lovgivning og regler	93/42/EEC
Holdbarhed	5 år
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Ubrudt emballage forbrændes, brudt emballage afleveres som risikoaffald til forbrænding.
Bortskaffelse af emballage	Kan genbruges eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	240 stk	41.5 cm	23 cm	16.5 cm	50382903008662
pk	60 stk	41.5 cm	23 cm	16.5 cm	30382903008668
stk	1 stk				382903008667



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.

STERILE

Produktet er sterilt



Produktet indeholder ikke latex.