



Varenummer 228006

Sprøjte, BD Plastipak, transparent, 50/60 ml, med lige kateterspids, centreret, 3 komponent, steril, engangs

✓ til skylning, optræk, injektion, blodprøvetagning



Produktbeskrivelse

Til skylning, optræk, injektion, blodprøvetagning. Aktiver stempel olien ved at trykke stemplet i bund før brug, hvilket sikrer en mere nøjagtig og blød bevægelse af stemplet.



Specifikationer

Produktbetegnelse	Sprøjte
Varemærke	BD
Vareserie	Plastipak
Sekundær farve	Transparent
Features	50/60 ml, med lige kateterspids, centreret, 3 komponent, steril
Engangs/flergangs	Engangs
Materiale	PP
Certifikater	CE.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse Is
Direktiver, lovgivning og regler	93/42/EEC
Holdbarhed	5 år
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Ubrudt emballage forbrændes, brudt emballage afleveres som risikoaffald til forbrænding.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	240 stk	39.5 cm	39 cm	39 cm	50382903008679
pk	60 stk	41.5 cm	23 cm	16.5 cm	30382903008675
stk	1 stk				382903008674



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.



Produktet indeholder ikke latex.

STERILE

Produktet er sterilt