



Varenummer 228007

Sprøjte, BD Plastipak, 100 ml, transparent, med lige kateterspids, m/ løs luer, centreret, 3 komponent, steril, engangs

✓ til skylning, optræk, injektion, blodprøvetagning



Produktbeskrivelse

Til skylning, optræk, injektion, blodprøvetagning. Aktiver stempel olien ved at trykke stemplet i bund før brug, hvilket sikrer en mere nøjagtig og blød bevægelse af stemplet.



Specifikationer

Produktbetegnelse	Sprøjte
Varemærke	BD
Vareserie	Plastipak
Sekundær farve	Transparent
Features	Med lige kateterspids, m/løs luer, centreret, 3 komponent, steril
Engangs/flergangs	Engangs
Materiale	PP
Rumindhold, brutto	100 ml
Certifikater	CE.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse Is
Direktiver, lovgivning og regler	93/42/EEC
Holdbarhed	5 år
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Ubrudt emballage forbrændes, brudt emballage afleveres som risikoaffald til forbrænding.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kl	50 stk	59 cm	26 cm	23 cm	50382903006057
pk	25 stk	28.9 cm	22 cm	25 cm	30382903006053
stk	1 stk				



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.



Produktet indeholder ikke latex.

STERILE

Produktet er sterilt