



Varenummer 228010

Sprøjte, BD Discardit, 10 ml, transparent, luer, excentrisk, 2 komponent, steril, engangs

✓ til skylning, optræk, injektion, blodprøvetagning



Produktbeskrivelse

Til skylning, optræk, injektion, blodprøvetagning.



Specifikationer

Produktbetegnelse	Sprøjte
Varemærke	BD
Vareserie	Discardit
Sekundær farve	Transparent
Features	Luer, excentrisk, 2 komponent, steril
Engangs/flergangs	Engangs
Materiale	PE, PP
Rumindhold, brutto	10 ml
Certifikater	CE.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse Is
Direktiver, lovgivning og regler	93/42/EEC
Holdbarhed	5 år
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Ubrudt emballage forbrændes, brudt emballage afleveres som risikoaffald til forbrænding.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kl	1200 stk	59.5 cm	40.3 cm	42.9 cm	50382903091107
pk	100 stk	42 cm	14.5 cm	13 cm	30382903091103
stk	1 stk				



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.



Produktet indeholder ikke latex.

Produktet er sterilt

