



Varenummer 228011

Sprøjte, BD Discardit, 20 ml, transparent, luer, excentrisk, 2 komponent, steril, engangs

✓ til skylning, optræk, injektion, blodprøvetagning



Produktbeskrivelse

Til skylning, optræk, injektion, blodprøvetagning.



Specifikationer

Produktbetegnelse	Sprøjte
Varemærke	BD
Vareserie	Discardit
Sekundær farve	Transparent
Features	Luer, excentrisk, 2 komponent, steril
Engangs/flergangs	Engangs
Materiale	PE, PP
Rumindhold, brutto	20 ml
Certifikater	CE.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse Is
Direktiver, lovgivning og regler	93/42/EEC
Holdbarhed	5 år
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Ubrudt emballage forbrændes, brudt emballage afleveres som risikoaffald til forbrænding.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	960 stk	59.5 cm	40.3 cm	42.9 cm	50382903002967
pk	80 stk	42 cm	14.5 cm	13 cm	30382903002963
stk	1 stk				8428235002965



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.



Produktet indeholder ikke latex.

STERILE

Produktet er sterilt