



Varenummer 228012

Sprøjte, BD Plastipak, 1 ml, transparent, luer lock, centreret, 3 komponent, steril, engangs

✓ til skylning, optræk, injektion, blodprøvetagning



Produktbeskrivelse

Til skylning, optræk, injektion, blodprøvetagning. Aktiver stempel olien ved at trykke stemplet i bund før brug, hvilket sikrer en mere nøjagtig og blød bevægelse af stemplet.



Specifikationer

Produktbetegnelse	Sprøjte
Varemærke	BD
Vareserie	Plastipak
Sekundær farve	Transparent
Features	Luer lock, centreret, 3 komponent, steril
Engangs/flergangs	Engangs
Materiale	PC, PP
Rumindhold, brutto	1 ml
Certifikater	CE
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse IIa
Direktiver, lovgivning og regler	93/42/EEC
Holdbarhed	5 år
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Ubrudt emballage forbrændes, brudt emballage afleveres som risikoaffald til forbrænding.
Bortskaffelse af emballage	Kan genbruges eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kl	800 stk	46 cm	28.5 cm	28.5 cm	50382903096287
pk	100 stk	22.5 cm	14 cm	14 cm	30382903096283
stk	1 stk				



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.

STERILE

Produktet er sterilt



Produktet indeholder ikke latex.