



Varenummer 228016

## Sprøjte, BD Plastipak, 20 ml, transparent, luer lock, centreret, 3 komponent, steril, engangs

✓ til skylning, optræk, injektion, blodprøvetagning



### Produktbeskrivelse

Til skylning, optræk, injektion, blodprøvetagning. Aktiver stempel olien ved at trykke stemplet i bund før brug, hvilket sikrer en mere nøjagtig og blød bevægelse af stemplet.



### Specifikationer

Produktbetegnelse	Sprøjte
Varemærke	BD
Vareserie	Plastipak
Sekundær farve	Transparent
Features	Luer lock, centreret, 3 komponent, steril
Engangs/flergangs	Engangs
Materiale	PP
Rumindhold, brutto	20 ml
Certifikater	CE.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse IIa
Direktiver, lovgivning og regler	93/42/EEC
Holdbarhed	5 år
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Ubrudt emballage forbrændes, brudt emballage afleveres som risikoaffald til forbrænding.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

### Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	480 stk	39.5 cm	16.7 cm	23.5 cm	50382903006293
pk	120 stk	39.5 cm	22.5 cm	16.5 cm	30382903006299
stk	1 stk				382903006298



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.

 Produktet indeholder ikke latex.

Produktet er sterilt  
