



Varenummer 228023

Kanyle, BD Microlance, beige, 19G, x1, 1,1 x 25mm, steril

✓ Luer ansats, tyndvægget kanyle, for optimal flow



Produktbeskrivelse

BD Microlance, engangskanyle med transparent luer ansats. International farvekode som angiver tykkelsen på kanylen. Tyndvægget kanyle, hvilket giver et optimalt flow, enkeltvis pakket, peel-pack, tydelig farvemarkering på æsken.

STERILE

Specifikationer

Produktbetegnelse	Kanyle
Varemærke	BD
Vareserie	Microlance
Sekundær farve	Beige
Features	X1, 1,1 x 25mm, steril
Størrelse på injektionssprøjtekanylen	19G
Materiale	PP, rustfrit stål
Certifikater	CE
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse IIa
Direktiver, lovgivning og regler	93/42/EEC
Holdbarhed	5 år
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Ubrudt emballage forbrændes, brudt emballage afleveres som risikoaffald til forbrænding.
Bortskaffelse af emballage	Kan genbruges eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	5000 stk	59 cm	19.5 cm	44 cm	50382903017008
pk	100 stk	11.5 cm	8.5 cm	9.5 cm	30382903017004
stk	1 stk				382903017003



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.

STERILE

Produktet er sterilt