


BD Microlance™ 3 injektionskanyle



- Unik slibevinkel og poleringsmetode medfører mindre ubehag for patienten ved injektion med BD Microlance™ og mindre risiko for udstansning
- Transparent og farvekodet ansats for hurtig og sikker kontrol af flow og størrelse
- Kanyler med tynd væg for optimalt flow



Dimensioner udv.Ø × længde G × tommer	Dimensioner udv.Ø × længde mm	Kanylens væg	Slibevinkel	Farvekode	Inder-/trsp.- emb.	Art.nr.
30 × 1/2	0,30 × 13	normal	normal	gul	100/5000	304000
27 × 1/2	0,40 × 13	normal	normal	grå	100/5000	300635
27 × 3/4	0,40 × 19	normal	normal	grå	100/5000	302200
26 × 1/2	0,45 × 13	normal	normal	brun	100/5000	303800
26 × 3/8	0,45 × 10	normal	kort	brun	100/5000	300300
26 × 5/8	0,45 × 16	normal	normal	brun	100/5000	304300
25 × 5/8	0,50 × 16	normal	normal	orange	100/5000	300600
25 × 1	0,50 × 25	normal	normal	orange	100/5000	300400
24 × 1	0,55 × 25	normal	normal	lilla	100/5000	304100
23 × 1	0,60 × 25	tynd	normal	blå	100/5000	300800
23 × 1 1/4	0,60 × 30	tynd	normal	blå	100/5000	300700
22 × 1	0,70 × 25	tynd	normal	sort	100/5000	304727
22 × 1 1/4	0,70 × 30	tynd	normal	sort	100/5000	300900
22 × 1 1/2	0,70 × 40	tynd	normal	sort	100/5000	301000
22 × 2	0,70 × 50	normal	normal	sort	100/4000	300094
21 × 5/8	0,80 × 16	tynd	normal	grøn	100/5000	304434
21 × 1	0,80 × 25	tynd	normal	grøn	100/5000	301156
21 × 1 1/2	0,80 × 40	tynd	normal	grøn	100/5000	304432
21 × 2	0,80 × 50	normal	normal	grøn	100/4000	301155
20 × 1	0,90 × 25	tynd	normal	gul	100/5000	304827
20 × 1 1/2	0,90 × 40	tynd	normal	gul	100/5000	301300
19 × 1	1,10 × 25	tynd	normal	beige	100/5000	301700
19 × 1 1/2	1,10 × 40	tynd	normal	beige	100/5000	301500
19 × 2	1,10 × 50	tynd	normal	beige	100/4000	301750
18 × 1 1/2	1,20 × 40	tynd	kort	lyserød	100/5000	304622
18 × 2	1,20 × 50	normal	kort	lyserød	100/4000	301900
16 × 1 1/2	1,60 × 40	normal	normal	hvid	100/5000	300637
BD™ Injektionskanyle, specialstørrelser						
27 × 1 1/2	0,4 X 38	normal	normal	grå	100/5000	X076065
21 × 3 1/2	0,8 × 80	normal	normal	lysegrøn	100/5000	X070001
14 × 3 1/4	2,0 × 80	normal	normal	grøn	100/5000	X076051

Materialeindhold

Ansats og beskyttelseshætte: polypropylen
Kanyler: Rustfrit stål (AISI 304)
Lim: Epoxyresin
Overfladebehandling: Siliconeolie

Indeholder ikke PVC, phthalater eller latex

Emballagemateriale

Papir
Transparent plastfilm
(polyethylen/polyamid)
Karton
Bølgepap



Steriliseringsmetode
Ethylenoxid



5 år

**CE-mærket iht. MDD 93/42/EØF
(klasse IIa)**



Helping all people
live healthy lives

Medical Surgical Systems BD Danmark
Herstedøstervej 27-29, Bygning A, 2.
2620 Albertslund
Tlf.: 43 43 45 66
www.bd.com