



Varenummer 228088

Staserem, blå, 46x2cm, med snaplås, voksen



Produktbeskrivelse

Anvendes til opstasning af vener og arterier.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Staserem
Farve	Blå
Features	Med snaplås, voksen
Engangs/flergangs	Flergangs
Materiale	Polyester
Længde/dybde	46 cm
Bredde	2 cm
Certifikater	CE, MD
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse I
Direktiver, lovgivning og regler	MDR (EU) 2017/745
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Vaskeanvisninger	Kan vaskes ved 60 grader C.
Bortskaffelse af produkt	Ubrudt emballage forbrændes, brudt emballage afleveres som risikoaffald til forbrænding.
Bortskaffelse af emballage	Kan genbruges eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	200 stk	80 cm	20 cm	4 cm	5703538187452
stk	1 stk				5703538187414



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.