



Varenummer 228095

Dropstativ, Ø64cm, med 4 kroge, med 5 hjul

- ✓ Højdejusterbar
- ✓ Inkl. dråbeglas
- ✓ Max 12 kg total

Produktbeskrivelse

Anvendes til ophængning af i.v. væske/medicin. Max belastning for stativet er 12 kg og 6 kg for de 4 kroge. Inkl dråbeglas. Højdejusterbar mellem 120-213 cm. Hjul diameter: 5 cm, med 5 hjul hvoraf to hjul med bremse.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Dropstativ
Features	Med 4 kroge, med 5 hjul
Materiale	Rustfrit stål
Diameter	64 cm
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Afleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genbruges eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	1 stk	116.5 cm	18.5 cm	18 cm	5703538208218
stk	1 stk				5703538208102