



Varenummer 228103

Kanyleboks, Uson, 4,7x9cm, Ø5cm, 100 ml, gul, rund, lommemodel

Produktbeskrivelse

USON kanylebeholder 100 ml er designet til brug på hospitaler, klinikker og andre plejehæjser. Beholderen er specielt udviklet til sikker bortskaffelse af risikoaffald så som, sprøjter, kanyler, insulinnåle, skalpelblade mm. Med UN godkendelse nr. 3291 tilknyttet produktet opnås maksimal sikkerhed ved bortskaffelse. Der er differentierede åbninger i låget der guider brugeren til korrekt bortskaffelse af hhv. nåle, sprøjter og kanyler mm.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Kanyleboks
Varemærke	Uson
Farve	Gul
Features	Rund, lommemodel
Materiale	PP
Bredde	4.7 cm
Højde	9 cm
Diameter	5 cm
Vægt, netto	17 g
Vægt, brutto	17 g
Rumindhold, brutto	100 ml
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Ubrudt emballage forbrændes, brudt emballage afleveres som risikoaffald til forbrænding.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	100 stk	31.2 cm	23.5 cm	26 cm	5703538876950
stk	1 stk				5709253000144