



Produktdatablad

Kanylebeholder m/kanyleaftræk, 100 ml af totalvolumen

Varenummer: 228103



Varedeklaration

Forpakning: 10 Stk pr. Æske. Produktbetegnelse: Kanyleboks. Varemærke: Uson. Farve: gul. Materiale: PP. Features: rund, lommemodel. Vægt, netto: 17 g. Vægt, brutto: 17 g. Bredde: 4,7 cm. Højde: 9 cm. Diameter: 5 cm. Rumindhold, brutto: 100 ml. Opbevaringsinstruktioner: Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys. Produktbeskrivelse: USON kanylebeholder 100 ml er designet til brug på hospitaler, klinikker og andre plejehospitaler. Beholderen er specielt udviklet til sikker bortskaffelse af risikoaffald så som, sprøjter, kanyler, insulinnåle, skalpelblade mm. Med UN godkendelse nr. 3291 tilknyttet produktet opnås maksimal sikkerhed ved bortskaffelse. Der er differentierede åbninger i låget der guider brugeren til korrekt bortskaffelse af hhv. nåle, sprøjter og kanyler mm. Bortskaffelse af produkt: Ubrudt emballage forbrændes, brudt emballage afleveres som risikoaffald til forbrænding. Bortskaffelse af emballage: Kan genanvendes eller forbrændes.