



Varenummer 228106

Kanyleboks, Uson, 19cm, Ø14,5cm, 2000 ml, gul

✓ UN godkendelse nr. 3291

Produktbeskrivelse

USON kanylebeholder 2 liter er designet til brug på hospitaler, klinikker og andre plejehæjser. Beholderen er specielt udviklet til sikker bortskaffelse af risikofald, som f.eks. sprøjter, kanyler, insulinåle, skalpelblade mm. Med UN godkendelse nr. 3291 tilknyttet produktet opnås maksimal sikkerhed ved bortskaffelse. Der er differentierede åbninger i låget der guider brugeren til korrekt bortskaffelse af hhv. nåle, sprøjter og kanyler mm.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Kanyleboks
Varemærke	Uson
Farve	Gul
Materiale	PP
Højde	19 cm
Diameter	14.5 cm
Rumindhold, brutto	2000 ml
Direktiver, lovgivning og regler	(EU) 2023/988
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Ubrudt emballage forbrændes, brudt emballage afleveres som risikoaffald til forbrænding.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kl	100 stk	59.5 cm	40 cm	47 cm	5703538175756
stk	1 stk				5709253000434