



Varenummer 228116

Sutur, Silk, 45cm, sort, fibroin, 3-0, FS-1 nål, multifil

Produktbeskrivelse

Anvendes til hudsuturering.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Sutur
Varemærke	Silk
Farve	Sort
Features	3-0, FS-1 nål, multifil
Materiale	Fibroin
Længde/dybde	45 cm
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse III
Direktiver, lovgivning og regler	93/42/EEC
Holdbarhed	5 år
Holdbarhed, åbnet	Ifølge udløbsdato
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares køligt, tørt og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Aflleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
pk	36 stk	14 cm	12 cm	6.5 cm	
stk	1 stk				