



Varenummer 228117

Sutur, Silk, 45cm, sort, fibroin, 4-0, FS-2  
 nål, multifil



## Produktbeskrivelse

Anvendes til hudsuturing.

## Specifikationer

Produktbetegnelse	Sutur
Varemærke	Silk
Farve	Sort
Features	4-0, FS-2 nål, multifil
Materiale	Fibroin
Længde/dybde	45 cm
Certifikater	CE. MD.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse III
Direktiver, lovgivning og regler	93/42/EEC
Holdbarhed	5 år
Holdbarhed, åbnet	Ifølge udløbsdato
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares køligt, tørt og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Afleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

## Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
pk	12 stk	14 cm	6 cm	6.6 cm	30705031095254
stk	1 stk				



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.