



Varenummer 228126

Sutur, Prolene, 45cm, blå, PP, 4-0, FS-2  
 nål, monofil, EH7151H



## Produktbeskrivelse

Prolene er en syntetisk, monofilament, ikke-resorberbar sutur, fremstillet af polypropolene. Overfladen er meget glat, hvilket minimerer enhver friktion, når den passerer gennem væv. Dette giver også fremragende knudeevner. Prolene er tiltænkt til suturering i blødt væv og til lukning af hud.

## Specifikationer

Produktbetegnelse	Sutur
Varemærke	Prolene
Farve	Blå
Features	4-0, FS-2 nål, monofil, EH7151H
Materiale	PP
Længde/dybde	45 cm
Certifikater	CE.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse III
Direktiver, lovgivning og regler	93/42/EEC
Holdbarhed	5 år
Holdbarhed, åbnet	Ifølge udløbsdato
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares køligt, tørt og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Aflleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

## Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	432 stk	14 cm	36 cm	26 cm	
pk	36 stk	14 cm	12 cm	6.5 cm	30705031095278
stk	1 stk				



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.