



Varenummer 228133

Sutur, Monocryl, 45cm, 4-0, FS-2 nål, monofil, resorberbar, Y292H, steril



Produktbeskrivelse

Monocryl er en syntetisk, resorberbar sutur, der kombinerer fordelene ved en monofilamentsutur som eksempelvis glat passage gennem væv og med en forudsigelig resorptionstid. Monocryl har lav vævsreaktion, opretholder høj trækstyrke og har en halveringstid på 7 til 14 dage.

STERILE

Specifikationer

Produktbetegnelse	Sutur
Varemærke	Monocryl
Features	4-0, FS-2 nål, monofil, resorberbar, Y292H, steril
Længde/dybde	45 cm
Certifikater	CE.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse III
Direktiver, lovgivning og regler	93/42/EEC
Holdbarhed	5 år
Holdbarhed, åbnet	Ifølge udløbsdato
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares køligt, tørt og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Aflleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
pk	36 stk	14 cm	11.8 cm	6.3 cm	30705031112340
stk	1 stk				



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.

Produktet er sterilt

STERILE