



Tryghed og viden

– for menneskers skyld

Datablad

3M™ Steri-Strip™

Produktbeskrivelse:

3M Steri-Strip™ tapesuturer er beregnet til lukning af postoperative sår. Steri-Strip findes i tre forskellige materialer, og som laparoskopisk sårlukningssystem kombineret med Tegaderm™ transparent forbindelse.

Egenskaber:

Steri-Strip forstærkede

- Yder sårstøtte og øger sårets strækstyrke
- Giver et bedre kosmetisk resultat
- Giver en finere sårkant

Steri-Strip elastisk

- Områder med led- og muskelbevægelse
- Områder med meget runde kropsdele
- Lysebrun farve er kosmetisk tiltalende
- Blødt non-woven rygmateriale for øget patientkomfort

Steri-Strip lysebrun, ikke-forstærket

- Microporøst materiale, tillader huden at ånde
- Lysebrun farve, kan ikke ses på huden

Steri-Strip sårlukningssystem

- Gør sårlukning hurtig og nem
- Yder en barriere, som tillader patienten at bade
- Giver en mere effektiv modstand overfor infektioner
- Tegaderm forbindingen strækker og tilpasser sig kroppens konturer

Anvendelsesområder:

- Lukning af postoperative sår
- Sårstøtte efter tidlig fjernelse af suturer/staplere
- Lukning af laparoskopiske sår



3M

Deklaration:**Steri-Strip forstærkede:** Non-woven rayon rygmateriale med længdegående rayon tråde**Steri-Strip elastisk:** Blødt non-woven rygmateriale**Steri-Strip ikke-forstærkede:** Microporøs rayon viskose**Steri-Strip laparoskopisk:** Tegaderm forbinding: polyurethan film

Steri-Strip forstærkede: som ovenfor

Klæbestof: Acrylat klæbestof**Skiftfrekvens:** Maks 7 dage**Bestillingsinformation:****3M™ Steri-Strip™**

Varenr.: Forstærkede:	Størrelse	Antal/ kuvert	Kuverter/ æske	Æsker/ karton
1540R	3 x 75 mm	5	50	4
1541R	6 x 75 mm	3	50	4
1542R	6 x 38 mm	6	50	4
1546R	6 x 100 mm	10	50	4
1547R	12 x 100 mm	6	50	4
1548R	25 x 127 mm	4	25	4
1549R	12 x 50 mm	6	50	4
Elastisk:				
4540	3 x 75 mm	5	50	4
4541	6 x 75 mm	4	50	4
4542	6 x 38 mm	6	50	4
4546	6 x 100 mm	10	50	4
4547	12 x 100 mm	6	50	4
4548	25 x 127 mm	4	25	4
4549	12 x 50 mm	6	50	4
Lysebrun, ikke-forstærkede:				
1550	3 x 76 mm	5	50	4
1551	6 x 76 mm	3	50	4
Laparoskopisk sårlukningssystem:				
8512	60 x 48 mm	1	25	4
8514	60 x 48 mm	3	25	4
8516	60 x 48 mm	5	25	4