



Produktdatablad

Sutursaks m/hak, steril, 11 cm

Varenummer: 228146



Varedeklaration

Forpakning: 25 Stk pr. Pakke, 12 Pakke pr. Kolli, 36 Kolli pr. Palle. Produktbetegnelse: Sutursaks. Materiale: rustfrit stål. Features: med hak, steril. Engangs/flergangs: engangs. Længde/dybde: 11,5 cm. Certifikater: CE. CE-klasse (medicinsk udstyr): Klasse Is. Direktiver, lovgivning og regler: 93/42/EEC. Produktbeskrivelse: Anvendes til div. sterile procedurer, fx til afklipping af suturer. Bortskaffelse af produkt: Afleveres på miljøstation. Bortskaffelse af emballage: Kan genanvendes eller forbrændes.