

Varenummer 228157

Tungeholder, 10x4x3cm, grøn, usteril, engangs



Produktbeskrivelse

Anvendes i forbindelse med intubering eller kramper. Farvekodet konnektor giver sikker identificering af korrekt størrelse.



Specifikationer

Produktbetegnelse	Tungeholder
Størrelse	2
Farve	Grøn
Features	Usteril
Engangs/flergangs	Engangs
Materiale	Plast
Længde/dybde	10 cm
Bredde	4 cm
Højde	3 cm
Certifikater	CE
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse I
Direktiver, lovgivning og regler	93/42/EEC
Holdbarhed	5 år
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genbruges eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kil	100 stk	39 cm	30 cm	24.7 cm	5030267040698
stk	1 stk				5030267050659



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.



Produktet indeholder ikke
latex.